


*Glucoplus*TM
FastTouch[®]
LANCING DEVICE

Instructions for Use

The GlucoPlusTM FastTouch[®] Adjustable Lancing Device provides an easy, safe way to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring. The adjustable tip on the Lancing Device allows you to choose the best depth of skin penetration. To obtain a drop of blood, first wash your hands with warm, soapy water. Dry your hands thoroughly before using the Lancing Device.




1. Remove the depth adjustment cap. Insert a lancet into the lancet holder and push down until it is fully seated.



2. Twist off the lancet's protective disk. Make two full turns to ensure that the lancet separates from the protective disk.




3. Replace the Lancing Device cap and set the puncture depth to the desired number. There are 5 levels of skin penetration offered. To select a desired depth, move the number to match the arrow.




To select the best depth:

- 1-2 for soft or thin skin
- 3 for average skin
- 4-5 for thick or calloused skin


4. Pull back the cocking mechanism until it makes a click, and then release. If it does not click, the device may have been cocked when the lancet was inserted.



5. Release the sleeve. It will automatically move back to its original position near the trigger and lift up the device.



6. Position the end of the Lancing Device against the tip of the finger. Press the trigger button, and lift up the Lancing Device away from the finger after the puncture is complete.



7. Set aside the Lancing Device and wait a few seconds for a blood drop to form. The flow of blood will be helped by keeping the hand warm, by lowering the hand to waist level, and by gentle massage of the finger.

8. For safety reasons, and to prevent cross-contamination, discard the used lancet into an appropriate sharps or biohazard container. Never allow another person to use a lancet that has already been used. If the Lancing Device is to be used by another person, the unit must be provided with a new tip and sterile lancet.

9. Lancet removal: Unscrew the Lancing Device tip. Carefully stick the protective disk cover back on the used lancet. Grip the holder firmly and pull the lancet safely out of the holder. Screw the tip back in the Lancing Device.

Taking care of your Lancing Device

Use alcohol or soap and water to wipe the outside of the Lancing Device. For more complete cleaning, remove the tip, wash it in warm water and rinse well. It can be disinfected with 70% rubbing alcohol. (Hospitals should consult their own infection control protocol.)

Limited Warranty

Glucoplus warrants that the Lancing Device will function effectively for a period of five (5) years from date of purchase. A malfunctioning device should be returned to:

Glucoplus Inc.
2323 Halpern, Ville St-Laurent,
Québec, Canada H4S 1S3

www.glucoplus.ca

GlucoPlus™ FastTouch®


DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT

Mode d'emploi

Le dispositif de prélèvement ajustable GLUCOPLUS permet d'obtenir aisément une goutte de sang capillaire en toute sécurité. Il est équipé d'un mécanisme qui permet de changer la profondeur de la ponction capillaire. Avant d'utiliser le dispositif de prélèvement, lavez vos mains avec de l'eau tiède et du savon. Rincez vos mains et séchez-les bien.




1. Enlevez l'embout du dispositif de prélèvement. Insérez une lancette dans le support de lancette. Poussez vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée dans son support.



2. Retirez le disque protecteur de la lancette en le faisant tourner délicatement. Faites deux tours complets pour vous assurer de bien séparer le disque protecteur de la lancette.




3. Remplacez l'embout du dispositif de prélèvement et réglez la profondeur de pénétration au réglage désiré. Il y a 5 niveaux de profondeur. Pour sélectionner la réglage désiré, aligner la flèche avec le numéro.




Pour sélectionner la meilleur réglage:

- 1-2 peau mince ou doux
- 3 peau moyenne
- 4-5 peau durcit et épaisit


4. Retirez le mécanisme de contrôle d'armement jusqu'à ce qu'il fasse un déclic, puis libérez. S'il ne déclic pas, le dispositif peut avoir été armé au moment de l'insertion de la lancette.



5. Libérez la douille. Elle se déplacera automatiquement à son position original, et soulever le dispositif de prélèvement.



6. Tenez fermement le dispositif de prélèvements sur le côté de votre doigt, l'embout appuyé contre votre doigt. Appuyez sur la gâchette, et retirez le dispositif après qu la piqûre soit complète.



7. Mettez le dispositif de prélèvements de côté et attendez quelques secondes. L'écoulement du sang sera aidé en maintenant la main chaude, en gardant la main au niveau de taille, et par le massage délicat du doigt.

8. Pour des raisons de sûreté, et pour empêcher la contamination transversale, jetez la lancette utilisé dans un contenant servant à récolter les objets pointus ou acérés. Permettez jamais à personne d'utiliser une lancette qui a été utilisé. Si le dispositif de prélèvement doit être employé par une autre personne, l'unité doit être équipée d'un nouveau embout et d'une lancette stérile.

9. Déplacement de lancette: Dévissez le bout du dispositif de prélèvements. Reserrer soigneusement la couverture protectrice de disque sur la lancette utilisé. Saisissez le support fermement et tirez la lancette sans risque hors du support. Revissez le bout du dispositif de prélèvements.

Prendre soin de votre dispositif de prélèvements

Essuyez l'extérieur du dispositif de prélèvements avec de l'alcool ou de l'eau avec du savon. Pour mieux nettoyer, enlevez l'embout, lavez-le dans l'eau tiède et bien rincer. Ça peut être désinfecté avec de l'alcool de 70%. (les hôpitaux devraient consulter leur propre protocole de commande d'infection.)

Garantie Limité

GlucoPlus garantie que le dispositif de prélèvements fonctionnera efficacement pendant une période de cinq (5) ans du date d'achat. Un dispositif de prélèvements défective devrait être retourné à:

GlucoPlus Inc.
2323 Halpern, Ville St-Laurent,
Québec, Canada H4S 1S3

www.glucoplus.ca